

TABELA PARA ANOTAR OS RESULTADOS DOS KITS DE SIALOMETRIA HALITUS

PARA CLASSIFICAR A COR, E SE A SALIVA ESTÁ CLARA OU TURVA, COMPARAR COM A ÁGUA DE COCO

DATA DOS TESTES: ____ / ____ / ____

01

SIALOMETRIA EM REPOUSO - Horário: _____ horas - pH: ____Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva

02

SIALOMETRIA COM ESTÍMULO MASTIGATÓRIO - Horário: _____ horas - pH: ____Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva

03

SIALOMETRIA COM ESTÍMULO GUSTATÓRIO (se necessário) - Horário: _____ horas

Teste realizado pingando 4 gotas do Halitus Hidrat Gotas, embaixo da língua, em 1 minuto.

Resultado em 1 minuto: _____ mililitros (ml)

DATA DOS TESTES: ____ / ____ / ____

01

SIALOMETRIA EM REPOUSO - Horário: _____ horas - pH: ____Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva

02

SIALOMETRIA COM ESTÍMULO MASTIGATÓRIO - Horário: _____ horas - pH: ____Resultado em **5 minutos**: _____ mililitros (ml) - Resultado em **ml/minuto**: _____**Coloração**: normal - um pouco escura - escura - vermelha - outros: _____**Turbidez**: translúcida - normal (igual a água de coco) - um pouco turva - turva

03

SIALOMETRIA COM ESTÍMULO GUSTATÓRIO (se necessário) - Horário: _____ horas

Teste realizado pingando 4 gotas do Halitus Hidrat Gotas, embaixo da língua, em 1 minuto.

Resultado em 1 minuto: _____ mililitros (ml)**VALORES DE REFERÊNCIA - SIALOMETRIA EM REPOUSO E COM ESTÍMULO MASTIGATÓRIO**

Preconizados pela Associação Brasileira de Halitose - ABHA (Conceição MD, 2013)

SIALOMETRIA EM REPOUSO:

De 0,00 a 0,09 ml/minuto (ou menos de 0,5 ml em 5 minutos) = assialia (ausência de saliva)

De 0,1 a 0,24 ml/ minuto (ou de 0,5 a 1,2 ml em 5 minutos) = hipossalivação moderada/severa

De 0,25 a 0,29 ml/ minuto (ou de 1,25 a 1,45 ml em 5 minutos) = hipossalivação leve

De 0,3 a 0,6 ml/minuto (ou de 1,5 a 3 ml em 5 minutos) = salivação normal (ideal)

SIALOMETRIA COM ESTÍMULO MASTIGATÓRIO (OU MECÂNICO)

De 0,00 a 0,049 ml/minuto (ou de 0,00 a 0,25 ml em 5 minutos) = assialia (ausência de saliva)

De 0,05 a 0,50 ml/minuto (ou de 0,25 a 2,5 ml em 5 minutos) = hipossalivação severa

De 0,51 a 0,90 ml/minuto (ou de 2,55 a 4,5 ml em 5 minutos) = hipossalivação moderada

0,91 a 1,19 ml/ minuto (ou de 4,55 a 5,95 ml em 5 minutos) = hipossalivação leve

De 1,2 a 2,5 ml/minuto (ou de 6 a 12,5 ml em 5 minutos) = salivação normal (ideal)

Acima de 2,5 ml/minuto (ou acima de 12,5 ml em 5 minutos) = hipersialia